

Doublō gold. Premium

تنها هایفو مجهر به سیستم MFU در دنیا



The Beauty Trend Leader
HIRONIC

آفتاب فروزان آریا (آفَا)
تولید و اردادات تجهیزات پزشکی

Doublō gold. Premium

تنهایفت غیر تهاجعی موثر در دنیا



Source Type	Value
Fluence	0.2 ~2J/cm ² [0.05 Step]
Monitor	LCD screen
Cartridge	D7 7.0Mhz, 4.5mm
	M7 7.0Mhz, 3.0mm
	D4 4.0Mhz, 4.5mm
Spacing	0.5 ~ 10mm
Length	5.0 ~ 25mm [1.0 Step]
Electrical Requirement	AC 100~240V, 50/60hz
Dimensions (W X D X H)	400x455x460 [Cart Excluded]
Weight	15Kg





دستگاه دابلو گلد پریمیوم (Gold Premium)



- افزایش قوام و الاستیسیته بوست
- جوانسازی

- بالا کشیدن ابروها
- کاهش جین و چروک

- کاربردهای دستگاه دابلو گلد پریمیوم:
- لیفتینگ صورت و گردن
- کاهش عمق خطوط نازولبیال

Advantages of MFU over RF & laser [Micro Focused Ultrasound]

	MFU	RF	Laser
Number of Treatment	1 Time	4~5 Times	5 Times
Treatment Time	8 Min	30 Min	10~15 Min
Effect Durability	18 Months	1 Month	2~3 Months
Depth	SMAS	Below 3mm	1.5mm

For patients

Non Invasive	
No Pain	
No Bleeding	
No Downtime	



- کارتريج D7 با عمق نفوذ 4.5 ميلي متر و فرکانس 4MHz



- کارتريج M7 با عمق نفوذ 3 ميلي متر و فرکانس 7MHz



تکنولوژی MFU (Micro Focused Ultrasound) تنها در دابلو گلد پریمیوم وجود دارد و موجب دستیابی به مزایای نظری دقت بسیار بالا، کاهش جلسات درمان، کاهش مدت زمان پروسه انجام، اثربخشی فوق العاده و عمق نفوذ مناسب و دقیق نسبت به سایر تکنولوژی های لیفت و جوانسازی می شود.

دابلو گلد پریمیوم با استفاده از تکنولوژی MFU و کارتريج های متنوع و با كيفيت به پر فروش ترين سيسitem HIFU در دنيا تبديل شده است.



- مشخصات دستگاه دابلو گلد پریمیوم:
 - دارای بزرگ ترین قطرات در کارتريج ها در مقایسه با تمامی دستگاه های هایفوم موجود در بازار
 - عدم افت توان در کارتريج ها حتی در شات های پایانی کارتريج ها
 - ایجاد نفاطی به صورت کامل متمرکز و بدون هیچ گونه همبوشانی در تمامی امکان استفاده از بالاترین انرژی بدون ایجاد آسیب و عوارض جانی
 - امکان تنظیم طول هر لاین از یک دات تا 25 ميلي متر
 - امکان تنظیم فاصله دات ها با دقت 0.1 ميلي متر
 - امکان انجام همزمان لیفتینگ و جوانسازی پوست در یک جلسه
 - عدم ایجاد آسیب در اپیدرم و بافت های محیط
 - قابل استفاده در کلیه تایپ های پوستی بدون محدودیت
 - قابل استفاده در تمامی فصیل ها
 - بدون نیاز به استراحت و مراقبت های قبل و بعد از انجام هایفوم
 - اثر درمانی بسیار بلند مدت تنها بعد از انجام هایفوم در یک جلسه
 - برنامه های کاربردی از پیش تعیین شده با امکان تغییر پارامترها (User friendly)
 - هننبیس و کارتريج سبک
 - سرعت بالا در حین درمان